

---

## Målskema til Køredragt med lynlåse og Thinsulate

### Leveringsoplysninger

Navn på bruger: \_\_\_\_\_

Brugers fødselsdato: \_\_\_\_\_

Tlf. til bruger / kontaktperson: \_\_\_\_\_

Leveringsadresse: \_\_\_\_\_

Bevilliget af: \_\_\_\_\_

Tlf. til beviliger: \_\_\_\_\_

Faktureringsoplysninger: \_\_\_\_\_

Køredragten laves til kørestolsbrugere. Nedenfor kan du vælge, om du vil have den med hætte, krave eller aftagelig hætte.

#### Sæt 1 kryds:

Med hætte \_\_\_\_\_

Med krave \_\_\_\_\_

Med aftagelig hætte \_\_\_\_\_

#### Sæt 1 kryds:

Lynlåsen i benene går langs knæ og ankel i

sidesømmen \_\_\_\_\_

Lynlåsen i benene går foran på knæ og ankel \_\_\_\_\_

### Vejledning

På tegningen nedenfor kan du se de forskellige mål, som skal tages, for at køredragten kommer til at passe så godt som muligt. Det er vigtigt, at alle målene tages.

Målene tages siddende og udenpå tøjet.

**Bruger normalt størrelse:** \_\_\_\_\_

- A) \_\_\_\_\_ Overvidde: Tages hele vejen rundt – over brystet og ryggen.
- B) \_\_\_\_\_ Taljevidde: Tages hele vejen rundt om taljen.
- C) \_\_\_\_\_ Hoftevidde: Tages hele vejen rundt – hvor hofterne er bredest.
- D) \_\_\_\_\_ Taljehøjde foran: Længde fra taljen til halsen ved skulderen foran.
- E) \_\_\_\_\_ Taljehøjde bagpå: Længde fra taljen til halsen ved skulderen bagpå
- F) \_\_\_\_\_ Gennemskæring: Længde fra taljen foran – mellem benene – til taljen bagpå.
- G) \_\_\_\_\_ Mål omkring låret: Tages omkring låret ca. 6 cm fra skridtet.
- H) \_\_\_\_\_ Ærmelængde: Længde fra halsen ved skulderen til slutningen på ærmet – tages med bøjet arm.
- I) \_\_\_\_\_ Benlængde: Længde fra skridt til slutningen af buksebenet.
- J) \_\_\_\_\_ Sidelængde: Længde fra talje til fod.
- K) \_\_\_\_\_ Sædehøjde: Længde fra talje til sædet.

**Kontrolmål:** \_\_\_\_\_ Længde fra halsen ved skulderen foran – ned foran mellem benene – op bagpå til halsen ved skuldere. Dvs. "hele vejen rundt".

**Ankel / Støvlevidde:** \_\_\_\_\_ Tages rundt om anklen eller støvlen.

**Hættemål (Kun hvis hætte ønskes):**

1. \_\_\_\_\_ Tages fra halsen ved skulderen i højre side - over hovedet – til halsen ved skulderen i venstre side.
2. \_\_\_\_\_ Tages fra højre øje – bagom hovedet – til venstre øje.

**NB: Målene tages siddende !**

