
Målskema til Kørepose

Leveringsoplysninger

Navn på bruger: _____

Brugers fødselsdato: _____

Tlf. til bruger / kontaktperson: _____

Leveringsadresse: _____

Bevilliget af: _____

Tlf. til beviliger: _____

Faktureringsoplysninger: _____

Køreposen er udformet til kørestolsbrugere og hjælper med at holde varmen. Nedenfor kan du vælge den type kørepose, du ønsker. Ved køreposer til voksne skal du også krydse af, om den skal være med eller uden Thinsulate, som er et materiale, der fylder meget lidt men har høj isoleringsevne.

Voksen (sæt 2 krydser):

Kørepose Facon II _____

Kørepose med gribebånd _____

Med Thinsulate _____

Uden Thinsulate _____

Barn (sæt 1 kryds):

Kørepose Facon II med Thinsulate _____

Kørepose med gribebånd og Thinsulate _____

Kørepose med sædebagstykke og Thinsulate _____

Vejledning

På tegningen på næste side kan du se de forskellige mål, som skal tages, for at køreposen kommer til at passe så godt som muligt. Det er vigtigt, at alle målene tages.

Målene tages udenpå tøjet.

Kørestolens bredde: _____

Hvis kørestolen har forskellige bredder, skal disse bredder måles ved:

1. _____ Køreposens øverste kant på rygstykket
2. _____ Ved taljen
3. _____ Hvor ryg og sæde mødes
4. _____ Ved knæerne
5. _____ Ved fodpladen

Omfang:

- A) _____ Vidde over taljen:

Tages fra armlænet ved ryggen i venstre side – over maven – til armlænet ved ryggen i højre side.

- B) _____ Vidde over knæerne:

Tages nede ved sædet fra venstre side – over knæerne – til højre side.

- C) _____ Afstand mellem knæskallerne.

Længde, ryg

- D) _____ Kørestolens sædedybde
E) _____ Længde fra knæhase til fod
F) _____ Længde fra sæde til talje
G) Længde fra sæde til køreposens øverste kant på rygstykket

Længde, foran

- H) _____ længde midt foran fra talje til knæer
I) _____ Længde foran fra talje til tåspids

Bundpladen

- J) _____ Bundpladens bredde
K) _____ Bundpladens længde

Tilpasninger

L) _____ Farve

M) _____ Abduktionsklods

N) _____ 2-punkts sele

O) _____ Hælbespænding

P) _____ Anden tilpasning

