

Måleskema til Aqvabukser

Leveringsoplysninger

Navn på bruger: _____

Brugers fødselsdato: _____

Kontaktperson: _____

Telefon: _____

Leveringsadresse: _____

Bevilget af: _____

Tlf. til bevilger: _____

Faktureringsadresse: _____

EAN-nr.: _____

Vejledning

Aqvabukserne fremstilles med to lynlåse med underfald foran, således at bukserne kan udvides fra taljen og ned. Aqvabukserne fremstilles i nylon og har en specialbelægning, som gør stoffet vandtæt. Kanterne i taljen og på buksebenene sidder tæt til kroppen, da de er lavet i neopren, som er det samme materiale, som bruges til våddragter. Efter brug bør aqvabukserne skylles fri for klor, da det kan virke nedbrydende på bukserne.

Måltagning

På tegningen på side 2 kan du se de forskellige mål, som skal tages, for at aqvabukserne kommer til at passe så godt som muligt. **Det er vigtigt, at alle målene tages**, da der for eksempel i forbindelse med lårvidde kan være større eller mindre variationer i vidden fra det ene ben til det andet. Målene tages ind på huden.

Hvis bukserne skal bruges med ble, skal målene tages med ble på.

Brugerens mål

Jeg bruger normalt størrelse (S/M/L etc.): _____

A) _____ Taljevidde

Tages hele vejen rundt om taljen.

B) _____ Hoftevidde

Tages hele vejen rundt hvor hofterne er bredest.

C) _____ Venstre lårvidde

Tages hele vejen rundt om låret 6 cm. fra skridtet.

D) _____ Højre lårvidde

Tages hele vejen rundt om låret 6 cm. fra skridtet.

E) _____ Gennemskæring

Længden fra taljen midt foran – mellem benene – til taljen midt bag. NB. dette mål er uden neoprenkanterne, hvis højde i livet og på lårene varierer i forhold til brugerens størrelse.

Andre oplysninger som er relevante for fremstilling og tilpasning af aqvabukserne:

